

年度末大特価セール

TechnoAP

即納可能な製品をご紹介します。表示価格はすべて**税抜**です。
在庫が無くなり次第販売を終了いたしますので予めご了承ください。

弊社製品には制御用ソフトウェアに加え測定用Window版GUI形式ソフトウェアが付属します。

4CH多機能型マルチチャンネルアナライザ (PORTABLE)

¥298,000

APG7400A-DM19

- ◆ LEMOコネクタ入力：4チャンネル
- ◆ 変換ゲイン：最大16kチャンネル
- ◆ 動作モード：PHA、LIST、MCS、コインシデンス
- ◆ 固定デッドタイム：1.5 μ s
- ◆ スループット：50 kcps 以上



- ・ USBバスパワー
- ・ GATE信号・VETO信号入力可能



1CHマルチチャンネルアナライザ (PORTABLE)

¥198,000

APG7300A-DM19

- ◆ LEMOコネクタ入力：1チャンネル
- ◆ 変換ゲイン：最大16kチャンネル
- ◆ 動作モード：PHA
- ◆ 固定デッドタイム：500 ns
- ◆ スループット：100 kcps 以上



- ・ USBバスパワー
- ・ GATE信号・VETO信号入力可能



スペクトロスコープ搭載マルチチャンネルアナライザ (PORTABLE)

¥198,000

APG7305A-DM19

- ◆ LEMOコネクタ入力：1チャンネル
- ◆ 入力レンジ： $\pm 1.5V$ プリアンプ decay signal
- ◆ 変換ゲイン：最大16kチャンネル
- ◆ 波形整形：Semi-Gaussian peaking time 2.2 τ
- ◆ シェイピングタイム：0.25 μ s 以上



- ・ USBバスパワー
- ・ GATE信号・VETO信号入力可能



高速プリアンプ (PORTABLE)

APG1500

¥148,000

1CH入力：LEMOコネクタ
立上り時間：20ns以下
立下り時間：50 μ s程度
電源：D-sub9ピンコネクタ
(NIM規格準拠)



・放射線・物理計測において困りごとございませんか？些細なことでも構いませんのでご遠慮なくご相談ください。

放射線・放射能測定装置 ◆設計・開発・販売◆

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011 📠 029-352-9013

✉ order@techno-ap.com