



	USB-MCA APG7300A	USB-MCA4 APG7400A
外観図		
アナログ入力	1CH LEMOコネクタ	4CH LEMOコネクタ
ADCゲイン	16k	16k
デッドタイム	500ns	1.5μs
動作モード	ヒストグラムモードのみ	1. ヒストグラム 2. リスト 3. コインシデンス 4. MCS (Multi Channel Scaler)
外形	70mm(W)×140mm(D)×20mm(H)	70mm(W)×160mm(D)×20mm(H)
重量	約180g	約230g

下記アクセサリも提供可能です。

変換アダプタ



33_QLA-BNC-01-1/1--_NE



33_BNC-QLA-01-1/1--_NE

BNC-LEMOケーブル



CBL-BNCP-LEMO-5M

BNCコネクタとLEMOコネクタ

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

