


## 入力8ch.

## 最大10Gbpsの通信速度

## APU508XG

### 新製品



ADC: 100M, 16-bit  
スループット2.5Mcps

## 高計数対応

## SSD用リアルタイム処理

## APN504XDC

### 従来のアナログ処理の2倍以上のカウンtrate取得可能



エネルギー分解能  
125eV

カウンtrate  
1Mcps/ch.

例) 25素子SSD用データ収集システム

## 多素子

## シリコンドリフト検出器

## XSD

オーダーメイドSDD  
7素子、4素子、1素子

★新ウィンドウ★

グラフェン窓  
(Graphene)



### 評価機レンタル・出張デモの無償サービス

