


新製品



ADC: 100M, 16-bit
スループット2.5Mcps

高計数対応

SSD用リアルタイム処理

APN504XDC

従来のアナログ処理の2倍以上のカウントレート取得可能

エネルギー分解能
125eV



カウントレート
1Mcps/ch.

例) 25素子SSD用データ収集システム

多素子

シリコンドリフト検出器

XSDD

オーダーメイドSDD

7素子、4素子、1素子

★新ウィンドウ★

グラフェン窓
(Graphene)



評価機レンタル・出張デモの無償サービス

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

info@techno-ap.com


<http://www.techno-ap.com>
