

入力8チャンネル

APU508XG

新製品

最大10Gbpsの通信速度




スループット2.5Mcps
ADC: 100M, 16-bit

シリコンドリフト検出器シリーズ

XSSD

オーダーメイドSDD

7素子、4素子、1素子など



多素子SSD用高精度DSP

APN504X

従来のアナログ処理の2倍以上のカウンtrate取得可能

高計数

エネルギー分解能
125 eV
@ 5.9 keV



カウンtrate
1 Mcps/ch.

25素子SSD用データ収集システムの場合

評価機レンタル・出張デモの無償サービス

