


従来のアナログ処理の2倍以上のカウンtrate取得可能

エネルギー分解能
125eVカウンtrate
1Mcps/ch.

SSD25素子検出器用データ収集システム


シリコンドリフト検出器システム

オーダーメイドSDD

7素子SDD
XSDD50-07BE4素子SDD
XSDD50-04AP1素子SDD
XSDD50-01WL

ウィンドウ選択可能

- ・窓無し (Window-less)
- ・ベリリウム (Beryllium)
- ・ポリマー (AP3.3)

10⁻⁵ Pa対応可能付属アプリケーション
ヒストグラムモード計測画面弊社ホームページよりサンプルプログラム
ダウンロード可能

Python

Linux

LabVIEW

Visual C++

Visual C#

本当に良い製品を作るには
実際にお使いいただくユーザー様が望んで
いるモノを作ることが大切であると
テクノエーピーは考えております。

評価機レンタル・出張デモを無償サービス

ございますので、
ご遠慮なくお申し付けください。

