

Quad Power distribute

four standard 9-pin "D-type" female connectors



VME型の標準的な4CHプリアンプ（電荷増幅器）用電源です。
プリアンプ用電圧±12V（50mA以上）、±24V（50mA以上）を各CHに供給します。

出力コネクタは、全4CHともD-sub9ピンとなっており、ピン配置はNIM規格準拠となっています。

仕様

出力	4チャンネル
コネクタ	D-sub9ピン 抜け防止金具付き
電流	±12V : 50mA以上 ±24V : 50mA以上
ピンアサイン	1 : GND 2 : GND 3 : NC(未接続) 4 : +12V 5 : NC(未接続) 6 : -24V 7 : +24V 8 : NC(未接続) 9 : -12V
LED	POWER
外形寸法	VME6U、1幅 20(W) x 262(H) x 187(D)
重量	約350g
環境条件	使用温度0から40℃、結露なきこと



専用ケーブル

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

