


OPT-DPP-COIN-S

OPTION

ソフトウェアによるオフライン処理
 出力されたリストデータに対してコインシデンス処理を行う
リストデータを使用して繰り返し解析が可能

- 使用例**
- ① 読み込みデータサイズの指定。
 - ② コインシデンス時間を指定。
*単位はdigit、1digit=3.90625psです。
 - ③ コインシデンスの対象チャンネルを指定。



実装可能DPP

APV8104 APV8508	APV8108 APV8516	APV82516	APV8M24 APV8M44
OK	OK	OK	OK

お客様のリクエストに応じてカスタマイズ可能

※写真はイメージです。
 ※記載内容は予告なく変更することがあります。

