

USB-MCAシリーズ

	USB-MCA APG7300シリーズ	USB-MCA4 APG7400シリーズ
外観図		
アナログ入力	1CH LEMOコネクタ	4CH LEMOコネクタ
ADCゲイン	16k	16k
デッドタイム	500ns	1.5μs
計測	ヒストグラムモードのみ	1. ヒストグラムモード 2. リストモード
オプション	なし	1. Coincidenceモード 2. Coincidence2次元ヒストグラム データファイル 3. MCSモード 4. MCSデータファイル
外形	70mm(W)×140mm(D)×20mm(H)	70mm(W)×160mm(D)×20mm(H)
重量	約180g	約230g

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

特注品・受注開発承ります。ご相談お待ちしております。

弊社ホームページ



放射線・放射能測定装置 ◆設計・開発・販売◆

株式会社 テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

☎ 029-350-8011

☎ 029-352-9013

✉ order@techno-ap.com